

Vaporizador de resonancia magnética Penlon Sigma Delta

ANA ES THE SIA SO LU TI ONS

- ◆ Aprobado para su uso con escáneres de 1,5 y 3 tesla, hasta 1000 gauss¹
- ◆ Múltiples opciones de agentes y bloques de relleno
- ◆ Excelente rendimiento, especialmente con flujo bajo
- ◆ Servicio gratuito²
- ◆ Bajo peso corporal



PROBADO Y APROBADO PARA SU USO CON
GE Healthcare, Philips y


Escáneres de resonancia magnética Siemens³



El vaporizador Sigma Delta MRI ofrece concentraciones precisas en diferentes condiciones de caudal y temperatura, especialmente con flujo bajo.

Tipo de vaporizador	sevoflurano 8%			isoflurano 5%		halotano 5%
	Tipo de relleno			Tipo de relleno		Tipo de relleno
	Verter	Llave	Quik-Fil	Verter	Llave	Llave
Selectatec Compatible con Enclavamiento	-	-	-	-	-	-
Cono de montaje en jaula de 23 mm	-	-	-	-	-	-
Autoexclusión de Dräger® compatibles ⁴	-	-	-	-	-	-

Gráfico de rendimiento típico



• Relleno de claves, Quik Fil®, o Verter relleno


• Sevoflurano, Isoflurano y halotano

• Selectatec®, Montaje en jaula y Autoexclusión de Dräger®⁴



• Reconocido internacionalmente, diseño premiado

• Claramente etiquetado como MR Condicional

Sistemas de montaje de barra trasera



Selectatec Compatible con Cagemount Taper 23 mm Interlock



Autoexclusión de Dräger compatibles⁴



Doc. No. DM0123SL / Noviembre de 2023. Penlon y Sigma Delta son marcas comerciales de Penlon Limited. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ¹ Aplican condiciones. ² Se supone una vida útil del producto de diez años que no requiere servicio de mantenimiento preventivo. Se recomienda que se realice un servicio a los diez años. Los vaporizadores de halotano requieren un servicio de cinco años. ³ Visite www.penlon.com para obtener más información y descargar declaraciones de compatibilidad. ⁴ La exclusión automática no está disponible en EE. UU.

